



1. 從任何一間 LifeLabs 地址取得採集器。




2. 展開衛生紙。




3. 將衛生紙放置於抽水馬桶中的水面上。




4. 將糞便排洩在採集紙〔衛生紙〕上。




5. 旋轉並提出容器盒的綠色蓋帽。



6. 在衛生紙沉入水中之前使用綠色的採樣棒刮擦糞便樣品表面。
令糞便樣品完全覆蓋採樣棒表面帶有溝槽的部分。
如圖所示，僅需採集很少的糞便樣品。



7. 將採樣棒插回至容器盒中並啪地一聲關上綠色的蓋帽。
切勿再打開容器盒。
將您的雙手清洗乾淨。
在標籤與申請表上記錄下採集日期和時間。



8. 使用吸水性紙張〔如紙巾〕將採樣容器盒包裹起來，然後將其放入夾鏈袋中。
在 7 日內將樣品送回 LifeLabs。